

Поликлональное Антитело Anti-Mt-Atp8 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P03928

Артикул: CM0019232



введение

Кроличье поликлональное антитело к МТ-АТР8 (ATPase8), валидированное для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции митохондриальной АТФ-синтазы и связанных с ней заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к МТ-АТР8
Примечания/синонимы	ATPase8; МТАТР8; АТР8; МТ-АТР8
Вид	Человек
Идентификатор гена	4509
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-68 человеческого МТ-АТР8 (YP_003024030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P03928
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом