


Кроличье Rab Против Mt-Co3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P00414

Артикул: CM0022567



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на МТ-СОЗ (цитохром с оксидаза, субъединица 3), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МТ-СОЗ Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	COIII; МТСОЗ; COX3; МТ-СОЗ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4514
ID гена	4514
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого МТ-СОЗ (YP_003024032.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00414
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В пакете со льдом