


Поликлональное Антитело Anti-Mt-Cyb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P00156

Артикул: CM0024123



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Цитохрома b (MT-CYB), компонента комплекса III митохондриальной дыхательной цепи. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует полосу ~43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-CYB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTСYB; CYTB; MT-CYB
Вид	Человек
Gene ID	4519
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого MT-CYB (YP_003024038.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00156
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом