


Антитело Кролика Против Mt-Cyb (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00158

Артикул: CM0025409



введение

Поликлональное антитело кролика против мышиноного МТ-СУВ (Цитохром b), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белками. Идеально подходит для исследований дыхательной цепи митохондрий и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МТ-СУВ кролик pAb
Примечания/Псевдоним	СУТВ; МТ-СУВ
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4519
GeneID	17711
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 3-103 мышиноного МТ-СУВ (NP_904340.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00158
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете