


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mt-Nd1 (Вестерн-Блоттинг, Elisa) - P03886

Артикул: CM0005204



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MT-ND1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения функции митохондриального комплекса I, молекулярная масса белка ~36 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MTND1, ND1, MT-ND1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4535
GeneID	4535
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MT-ND1 (P03886)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P03886
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом