


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mt-Nd3 Для Вестерн-Блоттинга - P03897

Артикул: CM0023992



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MT-ND3, ключевую субъединицу митохондриального Комплекса I. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для изучения функции митохондрий и нарушений дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTND3; ND3; MT-ND3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4537
GeneID	4537
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-70 человеческого MT-ND3 (YP_003024033.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03897
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом