


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mt-Nd4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P03905

Артикул: CM0024506



введение

Кроличье поликлональное антитело против MT-ND4 (субъединицы 4 НАДН-дегидрогеназы) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследования митохондриального комплекса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTND4; ND4; MT-ND4
Вид	Человек
GeneID	4538
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 401-459 человеческого MT-ND4 (YP_002124311.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03905
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом