


Поликлональное Кроличье Антитело Против Mt-Nd4L Для Wb, If/Icc, Elisa — P03901

Артикул: CM0020069



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MT-ND4L (митохондриальная NADH-дегидрогеназа, субъединица 4L). Подходит для WB, IF/ICC и ELISA; реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Полезно для исследования комплекса I и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MT-ND4L, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4539
Идентификатор гена	4539
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности от аминокислоты 40 до С-конца человеческого MT-ND4L (AXQ02532.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P03901
Молекулярная масса белка	11 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом