


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mt-Nd5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P03915

Артикул: CM0021821



введение

Поликлональное антитело кролика, реагирующее с человеческим MT-ND5, предназначенное для применения в WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования митохондриальной функции, сборки комплекса I и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MTND5; ND5; MT-ND5
Вид	Человек
GeneID (человек)	4540
GeneID	4540
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого MT-ND5 (YP_003024036.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P03915
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом