


Анти-Mt-Nd5 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, IF-P, Elisa - P03915

Артикул: CM0029054



введение

Поликлональные кроличьи антитела против MT-ND5 (субъединица 5 НАДН-дегидрогеназы) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения митохондриального комплекса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ND5; MT-ND5
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4540
ID гена (Мышь)	17721
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-607 мышинового MT-ND5 (NP_904338.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03915
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом