


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mt-Nd6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P03923

Артикул: CM0011829



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок MT-ND6 (субъединица 6 НАДН-дегидрогеназы), подходит для применения в методах WB, IHC-P и ELISA. Детектирует белок массой 19 кДа, что важно для исследований митохондриального комплекса I и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MT-ND6 (mAb)
Примечания / Альтернативные названия	MTND6; ND6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4541
GeneID	4541
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 134-150 человеческого белка MT-ND6 (YP_003024037.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03923
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом