


Поликлональные Антитела Кролика Против Mt-Nd6 Для Wb, IHC-P, Elisa — P03923

Артикул: CM0018801



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий MT-ND6 — субъединицу митохондриального комплекса I. Валидированы для WB, IHC-P и ELISA; перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MTND6; ND6; MT-ND6
Вид	Человек
ID гена (человек)	4541
ID гена	4541
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотным остаткам 80–174 человеческого MT-ND6 (YP_003024037.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03923
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементом