

Кроличье Поликлональное Антитело Против Mt2A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P02795

Артикул: CM0020420



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий белок MT2A (Металлотионеин-2A), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований гомеостаза металлов и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4502
GeneID	4502
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-61 человеческого MT2A (NP_005944.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02795
Молекулярная масса белка	6 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом