


Поликлональное Антитело К Mta1 Человека Из Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13330

Артикул: CM0012986



введение

Поликлональное антитело из кролика к человеческому MTA1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает MTA1 человека и мыши (~81 кДа) — компонент комплекса NuRD и транскрипционный корегулятор, связанный с метастазом рака. Идеально подходит для исследований в области биологии рака и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTA1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	MTA1
Вид белка	Человек
GeneID	9112
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 600-700 MTA1 человека (NP_004680.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13330
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Хладоэлемент