

Поликлональное Антитело Против Mta3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Vtc8

Артикул: CM0024228

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка МТА3. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Нацелено на ключевой компонент комплекса NuRD, участвующий в ремоделировании хроматина и поддержании эпителиальной архитектуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против МТА3
Примечания/Альтернативные названия	МТА3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57504
GeneID	57504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-330 человеческого белка МТА3 (NP_065795.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9VTC8
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом