


Моноклональное Антитело Против Mtap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - Q13126

Артикул: CM0002668



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий МТАР (S-метил-5'-тиoadенозинфосфорилаза). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований метаболизма полиаминов и онкологии. Молекулярная масса 31 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МТАР Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; МТАР
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4507
ID гена	4507
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 184-283 человеческого МТАР (Q13126).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13126
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом