


Поликлональные Антитела Против Mtap Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13126

Артикул: CM0023523



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MTAP (S-метил-5'-тиoadенозинфосфорилаза). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований метаболизма полиаминов и пути утилизации метионина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTAP кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Вид	Человек
GeneID	4507
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-283 человеческого MTAP (NP_002442.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13126
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом