


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mtap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q13126

Артикул: CM0017787



введение

Кроличьи поликлональные антитела к МТАР, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяют МТАР у человека, мыши и крысы. Полезны для изучения реутилизации метионина, метаболизма полиаминов и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к МТАР
Примечания/Альтернативные названия	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; МТАР
Вид	Человек
GeneID	4507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого МТАР (NP_002442.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13126
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом