

Поликлональное Антитело Против Mtch1 Для Вб, Игп-П, Ифа — Q9Nzj7

Артикул: CM0028515

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому МТСН1 (митохондриальный носительный гомолог 1). Валидировано для ВБ, ИГХ-П, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований апоптоза и встраивания митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к МТСН1
Примечания/Алиасы	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; МТСН1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23787
ID гена	23787
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 100-250 человеческого МТСН1 (NP_001258570.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZJ7
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-бокс