

Поликлональные Антитела Против Mtch2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - Q9Y6C9

Артикул: CM0014617

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MTCH2 — инсертазе внешней митохондриальной мембраны и рецептору апоптоза. Валидированы методом КО; подходят для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Поликлональные кроличьи антитела к MTCH2
Примечания/Синонимы	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23788
ID гена	23788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-175 человеческого белка MTCH2 (NP_055157.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6C9
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет