

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mtco1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P00395

Артикул: CM0007474



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против субъединицы 1 цитохрома с оксидазы человека (MTCO1/COX1). Подходит для вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Для исследований дыхательной цепи митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTCO1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CoxI; COX1; MTCO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4512
ID гена	4512
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 479-513 человеческого MTCO1 (YP_003024028.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00395
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом