

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mtco1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00395

Артикул: CM0019510



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого MTCO1 (субъединица 1 цитохром с оксидазы), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований митохондриальных заболеваний и биоэнергетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTCO1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	COI; MTCO1; COX1
Вид	Человек
Идентификатор гена	4512
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого MTCO1 (YP_002124304.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00395
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом