

Поликлональные Антитела Против Mtco2 Для Вб, Иг-П, Иф/Икк, Ифа — P00403

Артикул: CM0020301



введение

Кроличьи поликлональные антитела против субъединицы 2 цитохром-с-оксидазы человека (MTCO2/COX2) для ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для исследований комплекса IV митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к MTCO2
Примечания/Алиасы	COII; MTCO2; COX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4513
ID гена	4513
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 40-100 человеческого MTCO2 (YP_003024029.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00403
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет