

Поликлональное Антитело Против Mtco2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P00403

Артикул: CM0017767



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MTCO2 (субъединица 2 цитохром с-оксидазы) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Валидировано для мыши и крысы, белок 26 кДа. Подходит для исследования функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTCO2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	COX2; MTCO2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4513
GeneID	17709
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 101-200 белка MTCO2 мыши (NP_904331.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P00403
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом