

Моноклональное Кроличье Антитело Против Mtco2 Для Wb, If, Ihc-P, Elisa — P00403

Артикул: CM0011500



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий MTCO2 (субъединица 2 цитохром-с-оксидазы). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Подходит для исследований митохондрий и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTCO2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	COII; MTCO2; COX2
Вид	Человек
Идентификатор гена	4513
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 128–227 человеческого MTCO2 (P00403).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P00403
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом