


Кроличыи Поликлональные Антитела К Mtdh Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Ue4

Артикул: CM0028884



введение

Высокоаффинные кроличьи поликлональные антитела к MTDH (AEG-1/LYRIC), валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований метастазирования рака, химиорезистентности и сигнального пути NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к MTDH
Примечания/Синонимы	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
Вид	Человек
ID гена (человек)	92140
ID гена	92140
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 MTDH человека (NP_848927.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86UE4
Молекулярная масса белка	64 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом