


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mterfd1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96E29

Артикул: CM0025086



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на MTERFD1 (mTERF3), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека и мыши. Подходят для исследований митохондриальной транскрипции, сборки рибосом и дыхательных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против MTERFD1
Примечания/Алиасы	CGI-12; MTERFD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51001
GeneID	51001
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-300 белка MTERFD1 человека (NP_057026.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96E29
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом