

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mterfd3 Для Wb, Elisa - Q49Am1

Артикул: CM0027253

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку MTERFD3 (mTERFL) человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для исследований митохондриальной транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к MTERFD3
Примечания/Псевдоним	mTERFL; MTERFD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	80298
GeneID	80298
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 MTERFD3 человека (NP_079474.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q49AM1
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет