

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mtfmt Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96Dp5

Артикул: CM0021893

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MTFMT (митохондриальная метионил-тРНК формилтрансфераза). Распознает антигены человека, мыши и крысы. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований митохондриального трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Деталь
Название продукта	MTFMT кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Вид	Человек
ID гена	123263
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-389 человеческого MTFMT (NP_640335.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DP5
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Айс-пак