

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mtfp1 Для Вб, Ифа — Q9Udx5

Артикул: CM0031084

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого MTFP1 (MTP18) — белка внутренней мембраны митохондрий, участвующего в процессе фиссии. Валидирована для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против MTFP1
Примечания/алиасы	MTP18; HSPC242; MTFP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51537
ID гена	51537
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–166 человеческого MTFP1 (NP_057582.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UDX5
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом