


## Поликлональное Антитело Против Mth1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P36639

Артикул: CM0030692



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MTH1 (NUDT1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения путей репарации повреждений ДНК, окислительного стресса и очистки нуклеотидного пула. SWISS: P36639.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MTH1 Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | MTH1                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 4521                                                                                                                             |
| GeneID                    | 4521                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-179 человеческого MTH1 (NP_945192.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | P36639                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 18 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                |