


## Моноклональное Кроличье Антитело Против Mth1 Для Wb, Elisa — P36639

Артикул: CM0008124



### введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против человеческого MTH1 (NUDT1), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает гидролазу окисленных пуриновых нуклеозидтрифосфатов — ключевой фермент очистки пула нуклеотидов — с молекулярной массой белка 18 кДа. Идеально подходит для исследований окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело MTH1                                                                                         |
| Примечания/синоним        | MTH1                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 4521                                                                                                                          |
| GeneID                    | 4521                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-200 человеческого MTH1 (P36639). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                       |
| SWISS                     | P36639                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 18 кДа                                                                                                                        |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                |