

Кроличыи Поликлональные Антитела К Mthfd1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Артикул: CM0027049



введение

Кроличыи поликлональные антитела к MTHFD1 для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Мишенью является цитоплазматическая C-1-тетрагидрофолатсинтаза — трехфункциональный фермент, участвующий в одноуглеродном метаболизме и биосинтезе нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к MTHFD1
Примечания/Синонимы	CIMAN; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4522
GeneID	4522
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 MTHFD1 человека (NP_005947.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11586
Молекулярная масса белка	102 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом