

Поликлональное Антитело Против Mthfd1L Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q6Ub35

Артикул: CM0030115

введение

Поликлональное антитело кролика против монофункциональной C1-тетрагидрофолатсинтазы (MTHFD1L), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на митохондриальный фермент одноуглеродного метаболизма; полезно для исследований рака и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTHFD1L Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FTHFSDC1; MTC1THFS; dj292B18.2; MTHFD1L
Вид	Человек
GeneID (человек)	25902
GeneID	25902
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 759-978 человеческого MTHFD1L (NP_056255.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UB35
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом