

Кроличья Моноклональная Антитела К Mthfd2 Для Wb, Elisa - P13995

Артикул: CM0007035



введение

Эта высококачественная кроличья моноклональная антитела к MTHFD2 валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с MTHFD2 человека и мыши. Является ключевым реагентом для исследований митохондриального метаболизма одного углерода. (P13995)

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к MTHFD2
Примечания/Альтернативные названия	NMDMC; MTHFD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10797
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-250 MTHFD2 человека (NP_006627.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P13995
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С ледяным пакетом