

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mthfd2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Артикул: CM0017762



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MTHFD2 (бифункциональная метилен-тетрагидрофолатдегидрогеназа/циклогидролаза) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митохондриального одноуглеродного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTHFD2, поликлональное антитело кролика
Примечания/синоним	NMDMC; MTHFD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10797
GeneID	10797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-250 человеческого MTHFD2 (NP_006627.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13995
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом