


Поликлональное Антитело Против Mtif3 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q9H2K0

Артикул: CM0016065



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому MTIF3 (IF3mt), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает MTIF3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения синтеза митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTIF3 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	IF3mt; MTIF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	219402
ID гена	219402
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-278 человеческого MTIF3 (NP_690876.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2K0
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовая упаковка