

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mtmr1 Для Wb И Elisa — Q13613

Артикул: CM0018817



введение

Поликлональное антитело кролика против MTMR1, фосфатидилинозитол-3-фосфатфосфатазы, для проведения WB и ELISA на образцах человека и мыши, предназначенное для исследований липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MTMR1 Rabbit pAb
Примечания/алиас	MTMR1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8776
Идентификатор гена	8776
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 300–400 человеческого MTMR1 (NP_003819.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13613
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом