

Поликлональные Антитела Против Mtmr14 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q8Nce2

Артикул: CM0029610

введение

Кроличьи поликлональные антитела к MTMR14 — фосфатидилинозитол-3,5-бисфосфат 3-фосфатаза, которая дефосфорилирует PI3P и PI(3,5)P2. Валидированы для Вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИКК) и ИФА; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследования липидной сигнализации и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR14 Кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	C3orf29; MTMR14
Вид	Человек
ID гена (человек)	64419
ID гена	64419
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 335-500 человеческого MTMR14 (NP_001070993.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NCE2
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом