

Кроличья Поликлональная Антитело К Mtmr14 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nce2

Артикул: CM0021520

введение

Кроличья поликлональная антитело к MTMR14, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с MTMR14 человека и мыши. Это антитело нацелено на липидную фосфатазу MTMR14, участвующую в метаболизме фосфатидилинозитолов, что делает его подходящим для исследования клеточной сигнализации и нарушений, связанных с регуляцией фосфоинозитидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR14 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	C3orf29; MTMR14
Вид	Человек
ID гена (человек)	64419
ID гена	64419
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 MTMR14 человека (NP_001070993.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NCE2
Молекулярная масса белка	72кДа
Доставка	Холодовой пакет