


Кроличье Поликлональное Антитело К Mtmr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13614

Артикул: CM0025431



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MTMR2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Иммуноген соответствует аминокислотам 404-643. Идеально для исследований аутофагии и миотубуларин-связанных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
Вид	Человек
GeneID	8898
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 404-643 человеческого MTMR2 (NP_057240.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13614
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом