

Поликлональное Антитело Против Mtmr4 Для Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Артикул: CM0025265

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MTMR4 — фосфатидилинозитол-3,5-бисфосфат 3-фосфатазу. Валидировано для ИHC-P и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для изучения эндосомального трафика и сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9110
ID гена	9110
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 570-820 человеческого MTMR4 (NP_004678.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NYA4
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом