

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mtmr4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nya4

Артикул: CM0016918

### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого MTMR4 — 3-фосфатазы фосфатидилинозитол-3,5-бисфосфата, участвующей в эндосомальном транспорте и передаче сигналов. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против MTMR4                                                                                                            |
| Примечания/синонимы       | ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 9110                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 9110                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 920–1195 человеческого MTMR4 (NP_004678.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9NYA4                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 133 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |