

Анти-Mtmr8 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Артикул: CM0023500



введение

Кроличий поликлональный антитело к MTMR8, валидированное для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелен на MTMR8 (Q96EF0), липидную фосфатазу, регулирующую аутофагию. Идеально подходит для исследований аутофагии и липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTMR8 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	MTMR8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55613
ID гена	55613
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430-560 человеческого MTMR8 (NP_060147.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EF0
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом