


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mtnr1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48039

Артикул: CM0027676



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MTNR1A (P48039), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагируют с мелатониновым рецептором типа 1A человека и крысы. Идеальны для исследований циркадных ритмов, сна и мелатониновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTNR1A Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	MT1; MEL-1A-R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4543
GeneID	4543
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 261-350 белка MTNR1A человека (NP_005949.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P48039
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом