


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mtnr1A (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Артикул: CM0013748



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MTNR1A (мелатониновый рецептор типа 1A), валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Предсказанная молекулярная масса 39 кДа. Идеально для исследований циркадных ритмов и сна.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTNR1A Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
Вид	Человек
ID гена	4543 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-350 человеческого MTNR1A (NP_005949.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48039
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом