

Анти-Mtor Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Артикул: CM0014884



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого и мышиноного mTOR (P42345). Предлагаются для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Идеально подходят для исследования сигнального пути mTOR в процессах роста клеток, метаболизма и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mTOR кролика pAb
Примечания/Псевдоним	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Вид	Человек
ID гена	2475
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2400-2500 человеческого mTOR (NP_004949.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42345
Молекулярный вес белка	289 кДа
Доставка	В ледяном пакете