

Кроличья Поликлональная Антитела Против Мтрап Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nvv4

Артикул: CM0019844



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого МТРАР (PAPD1/SPAX4/TENT6), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белком. Подходят для исследований процессинга митохондриальной РНК и деградации гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МТРАР Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	PAPD1; SPAX4; TENT6; МТРАР
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55149
ID гена	55149
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 383-582 человеческого МТРАР (NP_060579.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NVV4
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом