


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mtrr Для Wb, Elisa - Q9UbK8

Артикул: CM0013798



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MTRR (редуктазы метионинсинтазы), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Подходит для изучения гомеостаза метионина и фолатов. Реагирует с образцами человека; расчетная молекулярная масса составляет 78 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MTRR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MSR; cblE; MTRR
Вид	Человек
GeneID (человек)	4552
GeneID	4552
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-230 человеческого MTRR (NP_002445.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBK8
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом