

Поликлональные Антитела К Anti-Mttp Для Wb, Elisa - P55157

Артикул: CM0017676



введение

Поликлональные антитела к Anti-MTTP (pAb), валидированные для WB и ELISA на человеке, мыши и крысе. Нацелены на большую субъединицу микросомального белка переноса триглицеридов, ключевого для сборки липопротеинов. Идеальны для изучения метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTTP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ABL; MTP; MTTP
Вид	Человек
ID гена	4547
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-160 человеческого MTTP (NP_000244.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55157
Молекулярный вес белка	99 кДа
Доставка	Сумка со льдом